



User Instructions and Warranty

Mode d'emploi et garantie

Instrucciones para el usuario y garantía

Aluminum Knockdown Shower Chair with Back

Chaise de douche à dossier démontable en aluminium

Silla de aluminio para ducha,
abatible con respaldo

Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
400 lb (181 kg)



REF **G2-102KX1**

REF **G2-102KX4**

Not made with Natural Rubber Latex.

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

No está hecho con látex de caucho natural.

General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- **DO NOT** use if components are missing or are damaged. Contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- **DO NOT** exceed weight capacity of **400 lb (181 kg)**.
- **DO NOT** make any adjustments while using the product.
- **DO NOT** stand on the product.
- **DO NOT** excessively twist or turn while seated on the chair as this may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- **DO NOT** attempt to use the backrest to support full body weight.
- **DO NOT** use product for anything other than its intended use.
- **DO NOT** use product if wobbly, unstable, or not level.
- **DO NOT** use product on uneven surfaces.
- **DO NOT** "plop" or suddenly drop body weight onto the shower chair seat. Ease gently onto the seat when attempting to sit.
- **WARNING:** Shower chair can be slippery when wet. Use caution when attempting to sit or transfer.
- **WARNING:** Ensure weight is evenly distributed between the arm supports, if applicable, when using the shower chair.

Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. Ensure chair is completely unfolded before use. Failure to do so may result in possible injury or damage.
2. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
3. There are no loose, broken or missing components.
4. All parts are secure.
5. Ensure the chair remains balanced.
6. Excessive twisting or turning while seated on the chair may cause a loss of balance and/or damage to the product.
7. All four legs touch the floor simultaneously at all times.

8. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the chair.
9. The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
10. Ensure all legs are at the same height adjustment level before use.

Assembly

If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, ensuring all parts listed are included:

- Backrest with 2 backrest supporting tubes (1 pc)
- Backrest connecting tubes (2 pcs)
- Seat with support tubes (1 pc)
- Leg tube with tips (4 pcs)
- Seat tube plugs (4 pcs)



Use

1. Place seat upside down on a flat surface so the four leg receptacles are facing upward.
2. Remove the black seat tube plug, then insert first leg into the leg receptacle by depressing pushbutton. When the leg is in place, the pushbutton will extend out and lock the leg in place (**Figure 1**).
3. Repeat Step 2 for the remaining three legs.
4. Insert the backrest connecting tube into backrest seat tubing by using the pushbutton (**Figure 2**).
5. Insert the backrest support tubes into the backrest connecting tube until they're fully in place.



Figure 1



Figure 2

Leg Height Adjustment

1. Before use, adjust the height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes (**Figure 3**).
2. Ensure that the legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.



Figure 3

IMPORTANT NOTE: Ensure the user's legs do not dangle while sitting on the bench as this could potentially cause a loss of circulation in the legs.

Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Cleaning

1. Clean with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.
3. **DO NOT** use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.

Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit. **LE MANQUEMENT AU RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES À L'UTILISATEUR OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.** Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- **N'assemblez PAS et N'utilisez PAS** ce produit sans avoir lu et compris le manuel de l'utilisateur, au risque de provoquer des blessures ou des dommages.
- **N'utilisez PAS** le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- **NE** dépassez **PAS** la capacité maximale de charge de **181 kg (400 lb)**.
- **NE** faites **AUCUN** réglage lors de l'utilisation du produit.
- **NE** montez **PAS** sur le produit.
- **NE** vous tournez pas trop lorsque vous êtes assis(e) sur la chaise au risque de perdre l'équilibre et d'endommager le produit.
- **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur les accoudoirs.
- **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur le dossier.
- **N'utilisez PAS** ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- **N'utilisez PAS** ce produit s'il est bancal ou instable ou qu'il n'est pas de niveau.
- **N'utilisez PAS** ce produit sur des surfaces irrégulières.
- **Veillez à NE PAS** vous laisser tomber ou mettre brusquement tout le poids de votre corps sur le siège de la chaise de douche. Prenez place doucement sur le siège.
- **AVERTISSEMENT** : La chaise de douche peut être glissante lorsqu'elle est mouillée. Faites preuve de prudence au moment de vous asseoir ou de passer à un autre type de siège.
- **AVERTISSEMENT** : Pendant l'utilisation de la chaise de douche, veillez à ce que le poids de votre corps soit uniformément réparti entre les accoudoirs, le cas échéant.

Mises en garde

Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Assurez-vous que la chaise est complètement déployée avant son utilisation, pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit.

- Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
- Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.
- Vérifiez la stabilité de la chaise.
- Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer la chaise et l'endommager.
- Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
- L'occupant doit répartir son poids de façon égale entre les accoudoirs pour se lever ou s'asseoir.
- Vérifiez que les embouts ne sont pas usés ou endommagés et qu'ils ne sont pas manquants. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les pattes sont à la même hauteur avant l'utilisation.

Assemblage

Si le produit est exposé au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant d'effectuer l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces illustrées sont présentes :

- Dossier avec 2 tubes de soutien (1)
- Tubes de raccordement du dossier (2)
- Siège avec tubes de soutien (1)
- Tube de patte avec embouts (4)
- Bouchons de tube de siège (4)



Utilisation

- Placez le siège à l'envers sur une surface plane de manière à ce que les réceptacles des quatre pattes soient orientés vers le haut.
- Retirez le bouchon de tube de siège noir, puis insérez la première patte dans le réceptacle en appuyant sur le bouton-poussoir. Lorsque la patte est en position, le bouton-poussoir s'enclenche, verrouillant la patte (Figure 1).
- Répétez l'étape 2 pour les trois autres pattes.



Figure 1

- Insérez le tube de raccordement du dossier dans le tube du dossier en appuyant sur le bouton-poussoir (Figure 2).
- Insérez les tubes de soutien du dossier dans les tubes de raccordement du dossier jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés en place.



Figure 2

Réglage de la hauteur des pattes

- Avant l'utilisation, réglez la hauteur de chaque patte en fonction de vos besoins particuliers et veillez à ce que les pattes soient toutes à la même hauteur. Quand les pattes sont à la hauteur souhaitée, verrouillez-les en place en alignant les boutons-poussoirs vis-à-vis des orifices appropriés. (Figure 3).
- Vérifiez que les pattes sont verrouillées en appuyant puis en tirant sur chacune d'elles.



Figure 3

REMARQUE IMPORTANTE : Assurez-vous que les jambes de l'utilisateur ne pendent pas dans le vide lorsqu'il est assis sur le banc, car cela pourrait entraver la circulation sanguine dans les membres inférieurs.

Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour vous assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie est bien fixé, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni brisés, et que rien n'entrave le fonctionnement normal et sécuritaire. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Nettoyage

- Nettoyez avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
- Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.
- N'utilisez **PAS** de poudres, nettoyants ou chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.

Advertencias generales

Se deben seguir las instrucciones para garantizar el montaje y la operación seguros de este producto. **EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, distribuidor o Medline antes de intentar usar este producto.

- **NO** monte ni utilice este producto sin haber leído y entendido antes esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- **NO** utilice el producto si faltan componentes o están dañados. Póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- **NO** supere la capacidad de peso de **400 lb (181 kg)**.
- **NO** realice ningún ajuste mientras utiliza el producto.
- **NO** se ponga de pie sobre el producto.
- **NO** se voltee ni gire excesivamente el cuerpo mientras esté sentado en la silla, ya que podría perder el equilibrio o dañar el producto.
- **NO** trate de usar los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- **NO** trate de usar el respaldo para soportar el peso de todo el cuerpo.
- **NO** utilice este producto para usos diferentes a los indicados.
- **NO** utilice el producto si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- **NO** utilice el producto sobre superficies irregulares.
- **NO** se "desplome" ni deje caer el peso del cuerpo repentinamente sobre el asiento de la silla. Cuando vaya a sentarse, deslícese suavemente en el asiento.
- **ADVERTENCIA:** La silla de ducha puede resbalar cuando está mojada. Tenga cuidado cuando vaya a sentarse o trasladarse.
- **ADVERTENCIA:** Cuando utilice la silla de ducha, distribuya uniformemente el peso entre los soportes de los brazos (si procede).

Precauciones

Los usuarios que tengan poca fuerza o movilidad limitada deben recibir asistencia o estar bajo supervisión mientras utilizan el producto. Antes de usar el producto, compruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que la silla se haya desplegado por completo antes de usarla. De lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
2. Todos los pulsadores sobresalen por completo y están bien encajados.

3. No hay componentes sueltos, rotos o faltantes.
4. Todas las piezas están afianzadas.
5. Asegúrese de que la silla esté siempre equilibrada.
6. El darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado en la silla puede causar la pérdida de equilibrio y dañar el producto.
7. Las cuatro patas tocan el suelo a la vez en todo momento.
8. El usuario distribuye su peso de manera uniforme entre los apoyabrazos al trasladarse a la silla y fuera de ella.
9. Las conteras no están desgastadas, rotas ni faltan. Reemplace cualquier contera que falte o esté dañada antes de usar el producto.
10. Asegúrese de que todas las patas están ajustadas a la misma altura antes de usar el producto.

Montaje

Si el producto estuvo expuesto a temperaturas frías, deje que el contenido alcance la temperatura ambiente antes de realizar el montaje. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén incluidas todas las piezas:

- Respaldo con 2 tubos de soporte (1 pieza)
- Tubos de conexión del respaldo (2 piezas)
- Asiento con tubos de soporte (1 pieza)
- Tubo de pata con conteras (4 piezas)
- Tapones de tubos del asiento (4 piezas)



Uso

1. Coloque el asiento boca abajo en una superficie plana de modo que los receptáculos de las cuatro patas queden mirando hacia arriba.
2. Retire el tapón negro del tubo del asiento e inserte la primera pata en el receptáculo correspondiente presionando el pulsador. Una vez que la pata esté en su lugar, el pulsador saldrá hacia afuera y la trabará en su lugar (**Figura 1**).
3. Repita el paso 2 con las tres patas restantes.



Figura 1

4. Inserte el tubo de conexión del respaldo en el tubo del asiento para el respaldo utilizando el pulsador (**Figura 2**).
5. Inserte los tubos de soporte del respaldo en el tubo de conexión del respaldo hasta que encajen por completo en su lugar.



Figura 2

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el producto, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, asegurándose de que todas queden a la misma altura. Cuando estén a la altura deseada, bloquee las patas alineando los pulsadores en los orificios correspondientes. (**Figura 3**).
2. Asegúrese de que las patas estén bloqueadas empujando y tirando de cada pata.



Figura 3

NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de que las piernas del usuario no cuelguen mientras esté sentado en el banco, pues esto podría provocar la interrupción de la circulación de las piernas.

Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visualmente y de manera periódica este producto para garantizar que todas las piezas y los herrajes estén fijos, que los componentes estén en buenas condiciones de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un uso normal y en condiciones de seguridad. Si alguna pieza o mecanismo parece estar dañado o no ser seguro, no utilice el producto. Si experimenta algún problema, póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Limpieza

1. Limpie el producto con un limpiador doméstico o de otro tipo no abrasivo y agua templada.
2. Enjuague con agua templada y seque el producto después de limpiarlo.
3. **NO** use esponjas para restregar, paños, limpiadores ni polvos abrasivos.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée témoigne de notre confiance à l'égard des matériaux et de la fabrication de nos produits. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluyendo accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2025. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.



**Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA.**
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Siganos

